

Hallufix

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Bunion Aid Splint

Te gebruiken voor:
Hallux valgus (Bunion)

Werking:

- Corrigeert de verkeerde positie van de grote teen
- Zowel preventief als post-operatief
- Vermindert revalidatietijd
- Vermindert de kans op artritis
- Behoudt bewegelijkheid van de voet
- Past uitstekend in comfortabele en wijde schoenen

The Hallufix® Bunion Aid Splint zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten:

	S	M	L
EU	< 36	36 - 42	41 - 46
US Female	4 - 6	6 - 10	10 - 13
UK Female	< 3½	3½ - 7½	7 - 11



NIEUW: De Hallufix® Therapie Sandalen

De individueel instelbare bandjes om de grote teen zorgen voor een subtiele correctie



Bezoek onze webshop voor meer modellen, www.hallufix.com

Made in Germany

Manufacturer: Hallufix AG · Bavariafilmplatz 3 · D-82031 Grünwald

Verkoop Nederland: Lomed Nederland BV
Speldenmakerstraat 7 · 5232 BH 's-Hertogenbosch · www.lomed.com

Hallufix® is a registered trademark. International patents granted.

05/2021

Hallufix

INNOVATIVE ORTHOTIC SOLUTIONS

Voor een effectieve standcorrectie van de grote teen (bunion)

HALLUX VALGUS

BUNION AID SPLINT



Het probleem
Pijnlijke knobbel bij de grote teen



De oplossing
Bunion Aid Splint



... Zonder verlies aan mobiliteit

Kies voor de originele Hallufix® Bunion Aid Splint

Pijnvermindering en correctie

Het Internationaal gepatenteerde Hallufix® Bunion Splint is ontwikkeld door het Fraunhofer Instituut en orthopedische artsen voor verlichting van pijn en grote teen correctie.

Preventief en post-operatief

De Hallufix® Bunion Aid Splint kan preventief worden ingezet bij lichte tot matige standsveranderingen. Het zorgt voor functiebehoud en zorgt ervoor dat de verkeerde standcorrectie niet verder doorzet. Dit is aangetoond in meerdere studies. Na een Hallux Valgus operatie helpt de splint om de gecorrigeerde richting te stabiliseren en verkort hiermee de revalidatie tijd.



De Hallufix® Bunion Aid Splint kan in comfortabele en wijde schoenen gedragen worden.



De Hallufix® Bunion Aid Splint is eenvoudig aan te leggen en kan aan beide zijden gedragen worden.

Speciale voordelen

De Hallufix® Bunion Aid Splint kan overdag gedragen worden in tegenstelling tot regide nachtsplints. Op deze manier wordt de grote teen langer en effectiever gecorrigeerd.

Door het flexibele scharnier blijft de beweging van de voet aanwezig

Door de Splint en de band om de grote teen wordt de grote teen in de juiste positie gehouden

Aangename en verkoelende gel pads aan de zijkant

Ademend materiaal

De Splint en het middenvoet bandje tillen de transversale voetboog omhoog waardoor de middenvoet in optimale positie wordt gebracht.